

**ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΕΜΒΡΥΪΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ**  
**ΦΟΡΗΤΟ DOPPLER HADECO ES 100VX**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

- Φορητό Doppler HADECO Ιαπωνίας τύπος MINIDOP ES-100VX σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
- Αλκαλικές μπαταρίες DC9V, A9V.
- Κεφάλες συχνότητων 2,4,5,8,10MHz αγγείων η μαιευτικές-γυναικολογικές.
- Ηχείο 200mV.
- Σύστημα ασφαλείας με κυκλώματα FLOATING για προστασία από ηλεκτροπληξία και πλήρη ασφάλεια χειριστού και ασθενούς σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας της IEC κανονισμός 601-1 CLASS I, Type CF, και CE.
- Διαθέτει σύστημα αυτόματου σβησίματος και διακόπτη ON-OFF στον κορμό της κεφαλής.
- Κλινικές εφαρμογές του Doppler είναι τα περιφερειακά αγγεία,παλμοί εμβρύου στη γυναικολογία-μαιευτική.
- Διαστάσεις : 75 (πλάτος) x 140 (μήκος) x 25 (ύψος) mm.
- Βάρος : περίπου 270 gr.
- Το Doppler συνοδεύεται από μια κεφαλή δική σας επιλογής και πλήρη σειρά εξαρτημάτων (ακουστικά, τσαντάκι μεταφοράς, ζελέ, κλπ) για την άμεση λειτουργία του.