

1. Τοποθετήστε τη βάση ώστε το άγκιστρο που έχει στο κάτω μέρος να ακουμπά στο σίδερο του πίσω οριζόντιου άξονα του αμαξιδίου, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες (1).



2. Τοποθετήστε τις 2 βίδες, τους αποστάτες και τα παξιμάδια στον κάθετο άξονα του πίσω μέρους του αμαξιδίου, όπως φαίνεται στις εικόνες (2).



3. Μπορείτε να σφίξετε τους 2 σφιγκτήρες για να παραμένει η φιάλη σταθερή στη θέση της (3).

