

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ

AC-451 | AC-452



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ	AC-451	AC-452
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	60X52 cm	30X54
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	Laminate Ξύλο	Πλαστικό
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Με velcro μάντες	Με σφιγκτήρες
ΑΝΟΙΓΜΑ	29 cm	27 cm

**Τα τραπέζια τοποθετούνται με ευκολία στους περισσότερους τύπους αμαξιδίων.**

**Οδηγίες χρήσης 451:** Τοποθετήστε εύκολα το τραπεζάκι με τους αυτοκόλλητους μάντες velcro, πάνω στους βραχίονες του αμαξιδίου όπως φαίνεται στην φωτογραφία.

**Οδηγίες χρήσης 452:** Αφαιρέστε τα μαξιλάρια από τους βραχίονες του αμαξιδίου, τοποθετήστε τη βάση του τραπεζιού πάνω στις οπές από τους βραχίονες και βιδώστε ξανά τα μαξιλάρια στη θέση τους. Τοποθετήστε το τραπεζάκι με τους σφιγκτήρες αριστερά και δεξιά πάνω στους βραχίονες του αμαξιδίου. Σφίξτε τους σφιγκτήρες για να μη μετακινείται.