

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΕΣ ΜΑΞΙΔΙΩΝ

AC-460 | AC-460B



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| ΕΙΔΟΣ | AC-460 | AC-460B |
|------------------|---------------------|---------------------|
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 140X5 cm | 115X5 cm |
| ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Ύφασμα και πλαστικό | Ύφασμα και πλαστικό |
| ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΜΕ | Μπουτόν | Κλιπ |

Οδηγίες τοποθέτησης: Ξεβιδώστε τις βίδες από την πλάτη του αμαξιδίου και τοποθετήστε τη ζώνη στο σημείο της οπής βιδώστε ξανά τις βίδες πάνω από τη ζώνη.

ΔΙΑΝΟΜΗ: Alfacare AE | info@alfcare.gr | www.alfcare.gr