



Φόρμα Παραγγελίας

BX 11

Active

- Βασική τιμή** : BX 11 χωρίς ταμπούρο € **2.500**
- Βασική τιμή** : BX 11 με ταμπούρο € **2.850**
- Μεγ. βάρος 135 kg

Εταιρεία:

Πελάτης

Ημερομηνία:

▼ Σημειώστε με σταυρό!

| Κάθισμα | € |
|---|----------------------------------|
| Πλάτος καθίσματος σε cm <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input checked="" type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 | <input type="radio"/> |
| Εμπρόσθιο ύψος καθίσματος σε cm <input type="checkbox"/> 50 <input checked="" type="checkbox"/> 51 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 53 <input type="checkbox"/> 54 <input type="checkbox"/> 55 <input type="checkbox"/> 56 | <input type="radio"/> |
| Οπίσθιο ύψος καθίσματος σε cm <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input checked="" type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 | <input type="radio"/> |
| Βάθος καθίσματος σε cm <input type="checkbox"/> 36 - 40 <input checked="" type="checkbox"/> 42 - 46 <input type="checkbox"/> 48 - 52 | <input type="radio"/> |
| Ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος: 0° to 17° | <input checked="" type="radio"/> |
| Ρυθμιζόμενο κάθισμα με σύστημα αυτοκόλλητων ιμάντων | <input checked="" type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> Μαξιλάρι, πλάτος καθίσματος 37 - 49 cm | 74.00 |
| Υφασμάτινο κάθισμα, Μέγεθος/Χρώμα: <input type="checkbox"/> S (36-38 cm) <input checked="" type="checkbox"/> M (40-42 cm) <input type="checkbox"/> L (44-46 cm) <input type="checkbox"/> XL (48-50 cm) <input type="checkbox"/> XXL (52 cm) <input checked="" type="checkbox"/> Κόκκινο <input type="checkbox"/> Μπλέ <input type="checkbox"/> Μαύρο | <input type="radio"/> |
| Πλάτη | |
| Υψος πλάτης σε cm <input checked="" type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32,5 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42,5 <input type="checkbox"/> 45 | <input type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> Ρυθμιζόμενη γωνία πλάτης: -15° to +9° κατά παραγγελία | |
| Υφασμάτινη πλάτη με θήκη | <input checked="" type="radio"/> |
| Υφασμάτινη πλάτη, Μέγεθος/Χρώμα: <input type="checkbox"/> S (36-38 cm) <input type="checkbox"/> M (40-42 cm) <input type="checkbox"/> L (44-46 cm) <input type="checkbox"/> XL (48-50 cm) <input type="checkbox"/> XXL (52 cm) <input type="checkbox"/> Κόκκινο <input type="checkbox"/> Μπλέ <input type="checkbox"/> Μαύρο | <input type="radio"/> |
| Ρυθμιζόμενη πλάτη με σύστημα αυτοκόλλητων ιμάντων | <input checked="" type="radio"/> |
| Ρυθμιζόμενες χειρολαβές σε ύψος, έως 15 cm | <input checked="" type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> Ρυθμιζόμενες χειρολαβές σε ύψος, έως 15 cm, ζεύγος** | 340.00 |
| Πλαϊνά | |
| Πλαϊνά αλουμινίου με προστασία για τα ρούχα | <input checked="" type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> Βραχίονες | 780.00 |
| <input type="checkbox"/> Ρυθμιζόμενοι σε ύψος, σε κοντή και μακριά θέση, αφαιρούμενοι βραχίονες *** | 498.00 |

▼ Σημειώστε με σταυρό!

| Υποπόδια | |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Έκδοση 1: υποπόδιο με ενιαίο πιατίνι, ρυθμιζόμενο σε βάθος, ύψος και γωνία, πτυσσόμενο | <input type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> Έκδοση 2: περιστρεφόμενο υποπόδιο, αποσπώμενο, ξεχωριστό πιατίνι | <input type="radio"/> |
| Εμπρόσθια Ελαστικά | |
| Εμπρόσθιος τροχός 150 x 30 mm | <input checked="" type="radio"/> |
| Εμπρόσθιος τροχός ρυθμιζόμενος (κατά 2 cm) | <input checked="" type="radio"/> |
| Οπίσθια Ελαστικά | |
| Οπίσθιος τροχός φουσκωτός 24", 20 ακτινών, Quick Release | <input checked="" type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> Ελαστικά: „Schwalbe Marathon plus“, ανθεκτικά | 260.00 |
| Απόσταση στεφανιού-ζάντας σε cm <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 | <input type="radio"/> |
| Κλίση τροχού <input type="checkbox"/> 1° <input type="checkbox"/> 3° <input type="checkbox"/> 4° | <input type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> Επέκταση μεταξονίου, ζεύγος | 620.00 |
| <input type="checkbox"/> Προστατευτικό ακτινών, ζεύγος | 295.00 |
| Φρένα | |
| Λειτουργικό φρένο χρήστη B+B active standard | <input checked="" type="radio"/> |
| Αξεσουάρ | |
| <input type="checkbox"/> Ροδάκια αποφυγής ανατροπής | 520.00 |
| <input type="checkbox"/> Ενίσχυση ανατροπής | 180.00 |
| <input type="checkbox"/> APINO Τσάντα για τη πόλη | 140.00 |
| <input type="checkbox"/> APINO Τσάντα πλάτης | 120.00 |
| <input type="checkbox"/> APINO Τσάντα πολλαπλών χρήσεων | 75.00 |
| <input type="checkbox"/> PETITE Θήκη | 35.00 |
| <input type="checkbox"/> HERCULES Λουκέτο | 50.00 |
| <input type="checkbox"/> LUX Led φως πολλαπλών χρήσεων, Χρώμα: Μαύρο | 40.00 |
| ID Ετικέτα ονόματος | 55.00 |
| Αντλία φουσκώματος, Σετ εργαλείων | <input checked="" type="radio"/> |
| Ανακλαστικά φωτάκια | <input checked="" type="radio"/> |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Τιτάνιο | <input checked="" type="radio"/> |

* Ταμπούρο μόνο στους standard τροχούς

** Μόνο με ρυθμιζόμενη γωνία πλάτης

*** Χωρίς κλίση στους τροχούς

: standard ρύθμιση

Όλες οι τιμές είναι λιανικής με ΦΠΑ. Προσαρμόζονται ανάλογα με τις τεχνικές αλλαγές. ● : Βασικός εξοπλισμός ○ : Προαιρετικός, χωρίς επιπλέον χρέωση

Alfacare · Καλαβρύτων 46 Πάτρα τκ: 26335 · Tel: 26 10 32 32 35 · www.alfacare.gr