



Φόρμα Παραγγελίας

TOGO

Βασική τιμή: Togo

€ 3.500

Εταιρεία:

Μεγ. βάρος 180 kg (συμπεριλαμβανομένου του αμαξιδίου και του χρήστη)

Πελάτης:

Ημερομηνία:

▼ Σημειώστε με σταυρό!

Τεχνικά χαρακτηριστικά	€
Ταχύτητα κίνησης από 1.0 - 5.5 km/h (6 επίπεδα)	●
Ταχύτητα όπισθεν περίπου 1.5 km/h	●
Αυτονομία 12 km	●
Γωνία ανάβασης 10%	●
Μπαταρία 24V / 9.6 Ah Li-Ion	●
Τάση λειτουργίας: 24 VDC	●
Standard Φορτιστής	●
Συμπαγείς τροχοί 200 x 50	●
Ηλεκτρομαγνητικά φρένα	●

▼ Σημειώστε με σταυρό!

Αξεσουάρ	
<input type="checkbox"/> Εφεδρική μπαταρία: 24 V 9.6 Ah Li-Ion	1.130
<input type="checkbox"/> Μπαταρία: 24 V 12 Ah Li-Ion	2.390
<input type="checkbox"/> Προσαρμογέας ασφαλείας	550.00
<input type="checkbox"/> Βάση προσαρμογέα αμαξιδίου	480.00
Χρώμα πλαισίου	
Ασημί	●