



Φόρμα Παραγγελίας

TRIPLEX

Ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο

Βασική τιμή: Triplex
Μεγ. βάρος 120 kg

€ 5.000

Εταιρεία:

Πελάτης:

Ημερομηνία:

▼ Σημειώστε με σταυρό!

Κάθισμα	€
Πλάτος καθίσματος ρυθμιζόμενο 41 - 50 cm	●
Ύψος καθίσματος 54 cm	●
Βάθος καθίσματος ρυθμιζόμενο 40 - 45 cm	●
Μαξιλάρι	●
Μηχανική ρύθμιση γωνίας καθίσματος (-2° έως +10°)	●
<input type="checkbox"/> Ηλεκτρική ρύθμιση γωνίας καθίσματος (-2° έως +20°)	3.050
Standard κάθισμα, μαύρο	●
<input type="checkbox"/> Ανατομικό κάθισμα	1.335
Πλάτη	
Ύψος πλάτης 55 cm	●
Μηχανική ρύθμιση γωνίας πλάτης σε 4 επίπεδα, ανάκλιση από 90° έως 60°	●
<input type="checkbox"/> Ηλεκτρική ρύθμιση γωνίας πλάτης σε 4 επίπεδα, ανάκλιση από 90° έως 135°	3.050
Ρύθμιση πλάτης με σύστημα αυτοκόλλητων ιμαντών	●
<input type="checkbox"/> Προσκέφαλο (συμπεριλαμβάνεται η προσαρμογή)	745.00
Πλαϊνά	
Ρυθμιζόμενα πλαϊνά κατά ύψος και πλευρικά	●
Υποπόδια	
Υποπόδιο περιστρεφόμενο προς τα μέσα ή έξω με ανατομική λαβή	●
<input type="checkbox"/> Υποπόδιο ανυψούμενο, ρύθμιση σε οριζόντια θέση, ζεύγ. 545.00	
<input type="checkbox"/> Ηλεκτρικά ανυψούμενο υποπόδιο, δεξί	2.300
<input type="checkbox"/> Ηλεκτρικά ανυψούμενο υποπόδιο, αριστερό	2.300
Πιατίνι με ρυθμιζόμενη γωνία	●
<input type="checkbox"/> Μαξιλάρι στήριξης γάμπας, ρυθμιζόμενο	285.00
Μοτέρ και Μπαταρία	
Αυτονομία 32 km	●
Μέγιστη ταχύτητα 6 km/h	●
2 Μπαταρίες 12V / 50Ah	●
Standard Φορτιστής	●
Φώτα	
Εμπρόςθια-οπίσθια φώτα και φλας	●

▼ Σημειώστε με σταυρό!

Χειριστήριο	
Χειριστήριο περιστρεφόμενο και ρυθμιζόμενο κατά μήκος	●
<input type="checkbox"/> VR-2 (έως 2 ηλεκτρικές ρυθμίσεις) χειριστήριο περιστρεφόμενο και ρυθμιζόμενο κατά μήκος	850.00
<input type="checkbox"/> VR-2 χειριστήριο για τον συνοδό	835.00
<input type="checkbox"/> R-Net (έως 4 ηλεκτρικές ρυθμίσεις) χειριστήριο περιστρεφόμενο και ρυθμιζόμενο κατά μήκος	2.150
<input type="checkbox"/> R-Net χειριστήριο για τον συνοδό	1.265
Χειριστήριο προσαρμοσμένο <input type="checkbox"/> δεξιά <input type="checkbox"/> αριστερά	○
<input type="checkbox"/> Προσαρμογή πρόσθετου χειριστηρίου για το συνοδό	285.00
<input type="checkbox"/> Συσκευασία λογισμικού: λογισμικό, καλώδιο (E)	1.265
Ελαστικά	
Ανάρτηση στους πίσω τροχούς	●
Οπίσθιος 3.00 - 8, Συμπαγείς PU	●
Εμπρόςθιος 2.80 / 250 - 4mm, Συμπαγείς PU	●
<input type="checkbox"/> Φουσκωτοί τροχοί	160.00
Αξεσουάρ	
Ροδάκια αποφυγής ανατροπής	●
Kit μεταφοράς	●
<input type="checkbox"/> Σύστημα ανάβασης εμποδίου	670.00
<input type="checkbox"/> Προσαρμογή για μεταφορά σε αυτοκίνητο, "Kraftknoten"- συσκευασία	2.750
Ζώνη ασφαλείας	●
<input type="checkbox"/> Θήκη για μαστούνι	105.00
<input type="checkbox"/> APINO Τσάντα για τη πόλη	140.00
<input type="checkbox"/> APINO Τσάντα πλάτης	120.00
<input type="checkbox"/> APINO Τσάντα πολλαλών χρήσεων	75.00
<input type="checkbox"/> PETITE Θήκη	35.00
<input type="checkbox"/> ID Ετικέτα ονόματος	55.00
<input type="checkbox"/> BICO Βοηθητική λαβή	50.00
Σετ εργαλείων	●
Χρώμα πλαισίου	
Ασημί	●

Όλες οι τιμές είναι λιανικής με ΦΠΑ. Προσαρμόζονται ανάλογα με τις τεχνικές αλλαγές. ● : Βασικός εξοπλισμός ○ : Προαιρετικός, χωρίς επιπλέον χρέωση

Alfacare · Καλαβρύτων 46 Πάτρα τκ: 26335 · Tel: 26 10 32 32 35 · www.alfacare.gr